

# GLUCOSETOLERANZTEST

## VORBEREITUNG:

Bei Eingabe von **GTT (Glucosetoleranztest)** druckt der Etikettendrucker **drei Röhrenetiketten** mit folgender Beschriftung aus: **Serum 1, Serum 2** und **Serum 3**.

## ABLAUF:

<b>1) Nüchtern:</b>	<b>erste Blutabnahme</b> im 1x Serumröhrchen (ROT)  Röhrchen mit „Serum 1“-Etikett bekleben und zusätzlich bitte <b>NÜ</b> (für nüchtern) draufschieben  <b>erste Harnabgabe</b> im Becher bitte auf den Harnbecher <b>NÜ</b> (für nüchtern) draufschieben
<b>2) Zuckergabe:</b>	75 g Glucosepulver in ¼ Liter Wasser auflösen und trinken
<b>3) Nach 60 Minuten:</b>	<b>zweite Blutabnahme</b> im 1x Serumröhrchen (ROT)  Röhrchen mit „Serum 2“-Etikett bekleben und zusätzlich bitte <b>60</b> (für 60 Minuten) draufschieben  <b>zweite Harnabgabe</b> im Becher bitte auf den Harnbecher <b>60</b> (für 60 Minuten) draufschieben
<b>4) Nach weiteren 60 Minuten:</b>	<b>dritte Blutabnahme</b> im 1x Serumröhrchen (ROT)  Röhrchen mit „Serum 3“-Etikett bekleben und zusätzlich bitte <b>120</b> (für 120 Minuten) draufschieben  <b>dritte Harnabgabe</b> im Becher bitte auf den Harnbecher <b>120</b> (für 120 Minuten) draufschieben

## ANMERKUNG:

Bei Patienten ist das Kürzel **GTT (Glucosetoleranztest)** in das Med Request-Programm einzugeben.